

208*109*60mm



RĚKAVICE WINYLowe



rozmiar / size
(W) 8 - 7,5



3530 001 113 08

VINYL GLOVES



LOT



100
kusů / kusov
sztuk / pieces

- ✓ Nesterilní / Nesterilné / Niesterylne / Non-sterile
- ✓ Bez silikonu / Bez silikonu / Bez silikonu / Silicone free
- ✓ Bezlatexové / Bez latexu / Bez lateksu / Latex free
- ✓ Jednorázové / Jednorazové / Jednorazowe / Disposable
- ✓ Vyšetřovací / Wyšetřovacie / Do badań lekarskich / Examination
- ✓ Lehce pudřené / Zl'ahka pudrowané / Lekko pudrowane / Slightly powdered
- ✓ Obouruké / Obojručné / Oburęczne / Ambidextrous
- ✓ Jen pro minimální rizika / Len pre minimálne riziká / Tylko dla ryzyka minimalnego / Minimum safety risk only

MOSE

3530 001 113 08


EN 420:2003+A1:2009
EN 455-1/2/3



AQL ≤ 1.5

Dovozce / Dovozca / Importer / Importer
CANIS SAFETY, s.r.o. Chrástská 2307/53, Praha 9, 199 00, Praha 9,
Česká republika
www.canis.cz

Výrobce / Výrobca / Producent / Manufacturer:
PF Alcoa GmbH, J. Ryge Døggvej 35, Døggvej 19415 - Horsens
Mediell GmbH, Borckstrasse 10, 48153 Münster, Germany



VINYLOVÉ RUKAVICE



velikost / veľkosť
7,5 - 8 (M)

VINYLOVÉ RUKAVICE



CS

Informace pro uživatele
Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425. Jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (třída I).

Návod k použití:
Tyto rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního vinylu. Jsou určeny jen pro minimální rizika. Poskytují ochranu rukou před neagresivními nečistotami - čističmi prostředky se slabým působením a snadno zrušitelným účinkem [rukavice zajišťují ochranu před zředěnými saponátovými roztoky atd.] Rukavice pro lékařské vyšetření, nesterilní, zdravotnický prostředek třídy I, EN 455-1/2/3. Rukavice nasazujte na čisté a suché ruce.

Upozornění:
Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. Tento výrobek neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo u kterých je podezření, že mají nepříznivý vliv na hygienu nebo zdraví uživatelů. Přestože materiál, který přichází do styku s pokožkou uživatelů, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte pro manipulaci s ostrými předměty, plamenem či hořkými nebo zahřátými předměty. Rukavice nechrání před chemickými, biologickými, mechanickými a jinými riziky! Rukavice jsou lehce pudřené. Tyto rukavice nemají plně kryté zápěstí. Skladujte v suchých a dobře větraných místnostech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí. Životnost, přeprava: životnost rukavic závisí na podmínkách skladování. Při dodržení podmínek skladování a přepravy je životnost stanovena na 5 let, měsíc / rok výroby a expirace je vyznačen na krabičce. Připravte v původním balení. Likvidujte dle příslušných zákonů o odpadu. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobců v listě - „Dokumenty“.

SK

Informácie pre používateľa
Vyhovuje požiadavkám Nariadenia (EÚ) 2016/425. Sú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych prostriedkoch (trieda I).

Návod na použitie:
Tieto rukavice sú vyrobené z vysoko kvalitného latexu. Sú určené len pre minimálne riziká. Poskytujú ochranu rúk pred neagresívnymi nečistotami - čistiacimi prostriedkami so slabým pôsobením a ľahko zrušiteľným účinkom [rukavice zaisťujú ochranu pred zriedenými saponátovými roztokmi, atď.] Rukavice na lekárske vyšetrenia, nesterilné, zdravotnícky prostriedok triedy I, EN 455-1/2/3. Nasadzujte ich na čisté a suché ruky.

Upozornenie:
Materiál rukavíc je poškodzovaný petrolejom, minerálnymi olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Tento výrobok neobsahuje žiadne látky, o ktorých je známe alebo u ktorých je podozrenie, že majú nepriaznivý vplyv na hygienu alebo zdravie používateľov. Napriek tomu materiál, ktorým prichádzajú do styku s pokožkou používateľa, môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Pri podráždení kože alebo alergických reakcií rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte na manipuláciu s ostrými predmetmi, plameňom či horúcimi alebo zahriatymi predmetmi. Nechránia pred chemickými, biologickými, mechanickými a inými rizikami! Rukavice sú ľahko pudrované. Tieto rukavice nemajú plne kryté zápästia. Skladujte v suchých a dobre vetraných miestnostiach. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. Životnosť, preprava: životnosť rukavíc závisí od podmienok skladovania. Pri dodržaní podmienok skladovania a prepravy je životnosť stanovená na 5 rokov, mesiac/rok výroby a expirácia sú vyznačené na krabici. Prpravte v pôvodnom balení Likvidujte podľa príslušných zákonov o odpade. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobcov v listě - „Dokumenty“.

PL

Informacje dla użytkownika
Spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425. Jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 o wyrobach medycznych (klasa I).

Instrukcja zastosowania: Niniejsze rękawice są wyprodukowane z wysokiej jakości lateksu. Są przeznaczone do stosowania jedynie w warunkach minimalnego ryzyka. Chronią ręce przed nieagresywnymi nieczystościami - środkami czyszczącymi ze słabym działaniem i łatwo usuwalnymi środkami [rękawice zapewniają ochronę przed rozcieńczonymi roztworami mydlanymi itp.] Rękawice do badań lekarskich, niesterylne, wyrob medyczny klasy I, EN 455-1/2/3. Zakładaj rękawice na czyste i suche ręce. **Uwaga:** Materiał rękawic jest niszczony przez naftę, oleje mineralne, tłuszcze i rozpuszczalniki organiczne. Ten wyrób nie zawiera żadnych substancji, o których wiadomo albo, co do których jest podejrzenie, że mają niekorzystny wpływ na higienę albo zdrowie użytkowników. Mimo to materiały, które stykają się ze skórą użytkowników, w przypadku osób wrażliwych, mogą stać się przyczyną reakcji alergicznych. Przy podrażnieniu skóry albo reakcji alergicznej z rękawic dalej nie korzystaj i zapewnij się pomoc lekarską. Nie używaj uszkodzonych rękawic. Nie używaj ich do manipulacji z ostrymi przedmiotami, płomieniem lub gorącymi albo podgrzanyimi przedmiotami. Rękawice nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi i innymi. Lekko pudrowane. Niniejsze rękawice nie mają w całości zakrytego nadgarstka. Przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nadmierna wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą wpłynąć na jakość rękawic. Za powstałe w ten sposób uszkodzenia dostawca nie ponosi odpowiedzialności. **Żywotność, transport:** żywotność rękawic zależy od warunków składowania. Przy przestrzeganiu warunków składowania i transportu, ich żywotność jest określona na 5 lat, miesiąc/rok produkcji i termin ważności są zaznaczone na pudełku. Przewoź je w oryginalnym opakowaniu. Utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami o odpadach. Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, dla poszczególnych výrobców są w zakładce „Dokumenty“.

EN

User informations
Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425. They are in compliance with the Regulation (EU) 2017/745 concerning medical devices (class I).

Instructions for use:
The gloves are made of high-quality latex. They are designed for minimum safety risk. The gloves provide protection of hands against non-aggressive dirt - weak detergents with easily rectifiable impact [the gloves provide protection against diluted detergents etc.]. The gloves are intended for medical examination; they are a non-sterile medical item, class I, EN 455-1/2/3. Put the gloves on dry and clean hands.

Please note:
The material of gloves may be damaged by kerosene, mineral oils, fats or organic solvents. This product does not contain any substances known or suspected to adversely affect the hygiene or health of users. Nevertheless, the materials which may come into contact with skin of the user may cause allergic reaction at some sensitive people. Do not use gloves any more, if you notice any skin irritation or allergic reaction. In that case consult a doctor. Do not use damaged gloves. Do not use the gloves for handling sharp objects, flames or hot or heated objects. The gloves do not protect against chemical, biological, mechanical, or other risks! A little powder is applied on the gloves. The gloves do not provide full coverage of wrists. Storing: They should be kept in a dry and well ventilated room. Excessive humidity, temperature, or intensive light may influence quality of gloves. The supplier doesn't provide warranty for such damage. **Expiration life and transport:** The shelf life is set at 5 years, provided the storage and transport conditions are observed. The month/year of production and expiration is marked on the box. Transport the product in the original packaging. The gloves should be disposed of in accordance with the Waste act. The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Downloads".

208*109*60mm

1

RĘKAWICE WINYLowe



rozmiar / size
(1) 6 - 5,8



3530 001 113 09

VINYL GLOVES



LOT



100
kusů / kusov
sztuk / pieces

- / Nesterilní / Nesterilné / Niesterylne / Non-sterile
- / Bez silikonu / Bez silikonu / Bez silikonu / Silicone free
- / Bezlatexové / Bez latexu / Bez lateksu / Latex free
- / Jednorázové / Jednorazové / Jednorazowe / Disposable
- / Vyšetřovací / Wyšetřovacie / Do badań lekarskich / Examination
- / Lehce pudřené / Zl'ahka pudrowané / Lekko pudrowane / Slightly powdered
- / Obouruké / Obojručné / Oburęczne / Ambidextrous
- / Jen pro minimální rizika / Len pre minimálne riziká / Tylko dla ryzyka minimalnego / Minimum safety risk only

MOSE

3530 001 113 09


EN 420:2003+A1:2009
EN 455-1/2/3



AQL ≤ 1.5

Dovozce / Dovozca / Importer / Importer
CANIS SAFETY, s.r.o. Chudobická 2/637/63, Hlavenná, 198 00, Praha 9,
Česká republika
www.canis.cz

Výrobce / Výrobca / Producent / Manufacturer:
PF Alcoa GmbH, J. Ryge Døggvej 35, Døggvej 19415 - Hønsås
Mediell GmbH, Borckstrasse 10, 48153, Münster, Germany



VINYLOVÉ RUKAVICE



velikost / veľkosť
8,5 - 9 (L)

VINYLOVÉ RUKAVICE

1

CS

Informace pro uživatele
Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425. Jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (třída I).

Návod k použití:
Tyto rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního vinylu. Jsou určeny jen pro minimální rizika. Poskytují ochranu rukou před neagresivními nečistotami - čističmi prostředky se slabým působením a snadno zrušitelným účinkem [rukavice zajišťují ochranu před zředěnými saponátovými roztoky atd.] Rukavice pro lékařské vyšetření, nesterilní, zdravotnický prostředek třídy I, EN 455-1/2/3. Rukavice nasazujte na čisté a suché ruce.

Upozornění:
Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. Tento výrobek neobsahuje žiadne látky, o ktorých je známe alebo u ktorých je podozrenie, že majú nepriaznivý vplyv na hygienu alebo zdravie používateľa. Napriek tomu materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou používateľa, môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Pri podráždení kože alebo alergických reakcií rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte na manipuláciu s ostrými predmetmi, plameňom či horúciimi alebo zahriatymi predmetmi. Nechráňte pred chemickými, biologickými, mechanickými a inými rizikami! Rukavice sú ľahko pudrované. Tieto rukavice nemajú plne kryté zápästie. Skladujte v suchých a dobre vetraných miestnostiach. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavic. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. **Zivotnost, preprava:** životnosť rukavic závisí od podmienok skladovania. Pri dodržaní podmienok skladovania a prepravy je životnosť stanovená na 5 rokov, mesiac/rok výroby a expirácia sú vyznačené na krabici. Prepravujte v pôvodnom balení. Likvidujte podľa príslušných zákonov o odpade. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobcov v listě - „Dokumenty“.

SK

Informácie pre používateľa
Vyhovuje požadavkám Nariadenia (EÚ) 2016/425. Sú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych prostriedkoch (trieda I).

Návod na použitie:
Tieto rukavice sú vyrobené z vysoko kvalitného latexu. Sú určené len pre minimálne riziká. Poskytujú ochranu rúk pred neagresívnymi nečistotami - čistiacimi prostriedkami so slabým pôsobením a ľahko zrušiteľným účinkom [rukavice zaisťujú ochranu pred zriedenými saponátovými roztokmi, atď.] Rukavice na lekárske vyšetrenia, nesterilné, zdravotnícky prostriedok triedy I, EN 455-1/2/3. Nasadzujte ich na čisté a suché ruky.

Upozornenie:
Materiál rukavíc je poškodzovaný petrolejom, minerálnymi olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Tento výrobok neobsahuje žiadne látky, o ktorých je známe alebo u ktorých je podozrenie, že majú nepriaznivý vplyv na hygienu alebo zdravie používateľa. Napriek tomu materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou používateľa, môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Pri podráždení kože alebo alergických reakcií rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte na manipuláciu s ostrými predmetmi, plameňom či horúciimi alebo zahriatymi predmetmi. Nechráňte pred chemickými, biologickými, mechanickými a inými rizikami! Rukavice sú ľahko pudrované. Tieto rukavice nemajú plne kryté zápästie. Skladujte v suchých a dobre vetraných miestnostiach. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavic. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. **Zivotnost, preprava:** životnosť rukavic závisí od podmienok skladovania. Pri dodržaní podmienok skladovania a prepravy je životnosť stanovená na 5 rokov, mesiac/rok výroby a expirácia sú vyznačené na krabici. Prepravujte v pôvodnom balení. Likvidujte podľa príslušných zákonov o odpade. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobcov v listě - „Dokumenty“.

PL

Informacje dla użytkownika
Spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425. Jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 o wyrobach medycznych (klasa I).

Instrukcja zastosowania: Niniejsze rękawice są wyprodukowane z wysokiej jakości lateksu. Są przeznaczane do stosowania jedynie w warunkach minimalnego ryzyka. Chronią ręce przed nieagresywnymi nieczystościami - środkami czyszczącymi ze słabym działaniem i łatwo usuwalnymi środkami [rękawice zapewniają ochronę przed rozcieńczonymi roztworami mydlanymi itp.] Rękawice do badań lekarskich, niesterylne, wyrob medyczny klasy I, EN 455-1/2/3. Zakładaj rękawice na czyste i suche ręce. **Uwaga:** Materiał rękawic jest niszczony przez naftę, oleje mineralne, tłuszcze i rozpuszczalniki organiczne. Ten wyrób nie zawiera żadnych substancji, o których wiadomo albo, co do których jest podejrzanie, że mają niekorzystny wpływ na higienę albo zdrowie użytkownika. Mimo to materiały, które stykają się ze skórą użytkownika, w przypadku osób wrażliwych, mogą stać się przyczyną reakcji alergicznych. Przy podrażnieniu skóry albo reakcji alergicznej z rękawic dalej nie korzystaj i zapewnij się pomoc lekarską. Nie używaj uszkodzonych rękawic. Nie używaj ich do manipulacji z ostrymi przedmiotami, płomieniem lub gorącymi albo podgrzanyimi przedmiotami. Rękawice nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi i innymi. Lekko pudrowane. Niniejsze rękawice nie mają w całości zakrytego nadgarstka. Przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nadmierne wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą wpłynąć na jakość rękawic. Za powstałe w ten sposób uszkodzenia dostawca nie ponosi odpowiedzialności. **Żywotność, transport:** żywotność rękawic zależy od warunków składowania. Przy przestrzeganiu warunków składowania i transportu, ich żywotność jest określona na 5 lat, miesiąc/rok produkcji i termin ważności są zaznaczone na pudełku. Przewoź się je w oryginalnym opakowaniu. Utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami o odpadach. Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, dla poszczególnych výrobców są w załączniku „Dokumenty“.

EN

User informations
Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425. They are in compliance with the Regulation (EU) 2017/745 concerning medical devices (class I).

Instructions for use:
The gloves are made of high-quality latex. They are designed for minimum safety risk. The gloves provide protection of hands against non-aggressive dirt - weak detergents with easily rectifiable impact [the gloves provide protection against diluted detergents etc.]. The gloves are intended for medical examination; they are a non-sterile medical item, class I, EN 455-1/2/3. Put the gloves on dry and clean hands.

Please note:
The material of gloves may be damaged by kerosene, mineral oils, fats or organic solvents. This product does not contain any substances known or suspected to adversely affect the hygiene or health of users. Nevertheless, the materials which may come into contact with skin of the user may cause allergic reaction at some sensitive people. Do not use gloves any more, if you notice any skin irritation or allergic reaction. In that case consult a doctor. Do not use damaged gloves. Do not use the gloves for handling sharp objects, flames or hot or heated objects. The gloves do not protect against chemical, biological, mechanical, or other risks! A little powder is applied on the gloves. The gloves do not provide full coverage of wrists. Storing: They should be kept in a dry and well ventilated room. Excessive humidity, temperature, or intensive light may influence quality of gloves. The supplier doesn't provide warranty for such damage. **Expiration life and transport:** The shelf life is set at 5 years, provided the storage and transport conditions are observed. The month/year of production and expiration is marked on the box. Transport the product in the original packaging. The gloves should be disposed of in accordance with the Waste act. The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Downloads".

208*109*60mm



RĚKAVICE WINYLowe



(1X) OT - S,6
rozmiar / size



3530 001 113 10

VINYL GLOVES



LOT



100
kusů / kusov
sztuk / pieces

- ✓ Nesterilní / Nesterilné / Niesterylne / Non-sterile
- ✓ Bez silikonu / Bez silikonu / Bez silikonu / Silicone free
- ✓ Bezlatexové / Bez latexu / Bez lateksu / Latex free
- ✓ Jednorázové / Jednorazové / Jednorazowe / Disposable
- ✓ Vyšetřovací / Wyšetřovacie / Do badań lekarskich / Examination
- ✓ Lehce pudřené / Zl'ahka pudrowané / Lekko pudrowane / Slightly powdered
- ✓ Obouruké / Obojručné / Oburęczne / Ambidextrous
- ✓ Jen pro minimální rizika / Len pre minimálne riziká / Tylko dla ryzyka minimalnego / Minimum safety risk only

MOSE

3530 001 113 10


EN 420:2003+A1:2009
EN 455-1/2/3



AQL ≤ 1.5

Dovozce / Dovozca / Importer / Importer
CANIS SAFETY, s.r.o. Chrabalská 2/637/63, Praha 9,
Česká republika
www.canis.cz

Výrobce / Výrobca / Producent / Manufacturer:
PF Alcoa GmbH, J. Ryge Døggvej 35, Døggvej 19415 - Horsens
Weißhof GmbH, Borckstrasse 10, 48153 Münster, Germany



VINYLOVÉ RUKAVICE



velikost / veľkosť
9,5 - 10 (XL)

VINYLOVÉ RUKAVICE



CS

Informace pro uživatele
Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425. Jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (třída I).

Návod k použití:
Tyto rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního vinylu. Jsou určeny jen pro minimální rizika. Poskytují ochranu rukou před neagresivními nečistotami - čističmi prostředky se slabým působením a snadno zrušitelným účinkem (rukavice zajišťují ochranu před zředěnými saponátovými roztoky atd.) Rukavice pro lékařské vyšetření, nesterilní, zdravotnický prostředek třídy I, EN 455-1/2/3. Rukavice nasazujte na čisté a suché ruce.

Upozornění:
Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. Tento výrobek neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo u kterých je podezření, že mají nepříznivý vliv na hygienu nebo zdraví uživatelů. Přesto materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatelů, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte pro manipulaci s ostrými předměty, plamenem či horkými nebo zahřátými předměty. Rukavice nechrání před chemickými, biologickými, mechanickými a jinými riziky! Rukavice jsou lehce pudřené. Tyto rukavice nemají plně kryté zápěstí. Skladujte v suchých a dobře větraných místnostech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí. Životnost, přeprava: životnost rukavic závisí na podmínkách skladování. Při dodržení podmínek skladování a přepravy je životnost stanovena na 5 let, měsíc / rok výroby a expirace je vyznačen na krabičce. Připravte se v původním balení. Likvidujte podle příslušných zákonů o odpadu. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobců v listě - „Dokumenty“.

SK

Informácie pre používateľa
Vyhovuje požiadavkám Nariadenia (EÚ) 2016/425. Sú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych prostriedkoch (trieda I).

Návod na použitie:
Tieto rukavice sú vyrobené z vysoko kvalitného latexu. Sú určené len pre minimálne riziká. Poskytujú ochranu rúk pred neagresívnymi nečistotami - čistiacimi prostriedkami so slabým pôsobením a ľahko zrušiteľným účinkom (rukavice zaisťujú ochranu pred zriedenými saponátovými roztokmi, atď.) Rukavice na lekárske vyšetrenia, nesterilné, zdravotnícky prostriedok triedy I, EN 455-1/2/3. Nasadzujte ich na čisté a suché ruky.

Upozornenie:
Materiál rukavíc je poškodzovaný petrolejom, minerálnymi olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Tento výrobok neobsahuje žiadne látky, o ktorých je známe alebo u ktorých je podozrenie, že majú nepriaznivý vplyv na hygienu alebo zdravie používateľov. Napriek tomu materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou používateľa, môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Pri podráždení kože alebo alergických reakcií rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte na manipuláciu s ostrými predmetmi, plameňom či horúciimi alebo zahriatymi predmetmi. Nechránia pred chemickými, biologickými, mechanickými a inými rizikami! Rukavice sú ľahko pudrované. Tieto rukavice nemajú plne kryté zápästia. Skladujte v suchých a dobre vetraných miestnostiach. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. Životnosť, preprava: životnosť rukavíc závisí od podmienok skladovania. Pri dodržaní podmienok skladovania a prepravy je životnosť stanovená na 5 rokov, mesiac/rok výroby a expirácia sú vyznačené na krabici. Prpravte sa v pôvodnom balení. Likvidujte podľa príslušných zákonov o odpade. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobcov v listě - „Dokumenty“.

PL

Informacje dla użytkownika
Spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425. Jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 o wyrobach medycznych (klasa I).

Instrukcja zastosowania: Niniejsze rękawice są wyprodukowane z wysokiej jakości lateksu. Są przeznaczane do stosowania jedynie w warunkach minimalnego ryzyka. Chronią ręce przed nieagresywnymi nieczystościami - środkami czyszczącymi ze słabym działaniem i łatwo usuwalnymi środkami (rękawice zapewniają ochronę przed rozcieńczonymi roztworami mydlanymi itp.) Rękawice do badań lekarskich, niesterylne, wyrob medyczny klasy I, EN 455-1/2/3. Zakładaj rękawice na czyste i suche ręce. **Uwaga:** Materiał rękawic jest niszczone przez naftę, oleje mineralne, tłuszcze i rozpuszczalniki organiczne. Ten wyrób nie zawiera żadnych substancji, o których wiadomo albo, co do których jest podejrzenie, że mają niekorzystny wpływ na higienę albo zdrowie użytkownika. Mimo to materiały, które stykają się ze skórą użytkownika, w przypadku osób wrażliwych, mogą stać się przyczyną reakcji alergicznych. Przy podrażnieniu skóry albo reakcji alergicznej z rękawic dalej nie korzystaj i zapewnij się pomoc lekarską. Nie używaj uszkodzonych rękawic. Nie używaj ich do manipulacji z ostrymi przedmiotami, płomieniem lub gorącymi albo podgrzanyimi przedmiotami. Rękawice nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi i innymi. Lekko pudrowane. Niniejsze rękawice nie mają w całości zakrytego nadgarstka. Przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nadmierna wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą wpłynąć na jakość rękawic. Za powstałe w ten sposób uszkodzenia dostawca nie ponosi odpowiedzialności. **Żywotność, transport:** żywotność rękawic zależy od warunków składowania. Przy przestrzeganiu warunków składowania i transportu, ich żywotność jest określona na 5 lat, miesiąc/rok produkcji i termin ważności są zaznaczone na pudełku. Przewoź je w oryginalnym opakowaniu. Utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami o odpadach. Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, dla poszczególnych výrobców są w zakładce „Dokumenty“.

EN

User informations
Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425. They are in compliance with the Regulation (EU) 2017/745 concerning medical devices (class I).

Instructions for use:
The gloves are made of high-quality latex. They are designed for minimum safety risk. The gloves provide protection of hands against non-aggressive dirt - weak detergents with easily rectifiable impact (the gloves provide protection against diluted detergents etc.). The gloves are intended for medical examination; they are a non-sterile medical item, class I, EN 455-1/2/3. Put the gloves on dry and clean hands.

Please note:
The material of gloves may be damaged by kerosene, mineral oils, fats or organic solvents. This product does not contain any substances known or suspected to adversely affect the hygiene or health of users. Nevertheless, the materials which may come into contact with skin of the user may cause allergic reaction at some sensitive people. Do not use gloves any more, if you notice any skin irritation or allergic reaction. In that case consult a doctor. Do not use damaged gloves. Do not use the gloves for handling sharp objects, flames or hot or heated objects. The gloves do not protect against chemical, biological, mechanical, or other risks! A little powder is applied on the gloves. The gloves do not provide full coverage of wrists. Storing: They should be kept in a dry and well ventilated room. Excessive humidity, temperature, or intensive light may influence quality of gloves. The supplier doesn't provide warranty for such damage. **Expiration life and transport:** The shelf life is set at 5 years, provided the storage and transport conditions are observed. The month/year of production and expiration is marked on the box. Transport the product in the original packaging. The gloves should be disposed of in accordance with the Waste act. The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Downloads".